





1. Reúna todos los suministros: Bolígrafo, formulario de requisición de examen, sobre de CultureSwab, papel encerado o envoltura plástica, cinta adhesiva, bolsas plásticas y bolsa de papel.
2. Lávese las manos con agua y jabón antes de comenzar la muestra de la muestra de heces (evacuación intestinal).
3. Complete toda la información en el formulario de requisición del examen. Escriba de manera legible.
4. Abra el sobre de CultureSwab.
5. Escriba el nombre completo del paciente, la fecha y la hora en que se recolecta la muestra en el exterior del tubo con aplicador, localizado en la tapa de este. Escriba de manera legible.
6. Para recolectar la muestra de heces, antes de usar el inodoro, levante la tapa del inodoro y coloque un pedazo de papel encerado o envoltura plástica sobre el borde del inodoro. Asegúrelo con cinta adhesiva para evitar que la muestra caiga al inodoro.
7. Haga una depresión en la envoltura plástica o papel encerado para facilitar la colección de la muestra. Baje la tapa del inodoro y proceda a expulsar la evacuación intestinal (muestra de heces). No expulse la muestra directamente al inodoro y no orine sobre ella.
8. Retire y deseche la tapa del tubo del aplicador.
9. Retire el aplicador y colecte la muestra. Sumerja el aplicador en las heces desde áreas que se vean sangrientas, resbaladizas o acuosas.



10. La cantidad de muestra es importante; debe haber material fecal visible presente.
11. Coloque el aplicador con heces dentro del tubo, empujándolo debajo de la superficie del conservante semisólido Cary Blair.
12. El extremo opuesto del aplicador ahora sirve como tapa ajustada.
13. Asegúrese de que el nombre del paciente, la fecha y la hora de muestra estén escritos en el exterior del tubo con el aplicador.
14. Coloque el aplicador en una bolsa plástica y séllela.
15. Coloque la bolsa plástica sellada dentro de una bolsa de papel o plástico.
16. Disponga de las heces restantes en el inodoro y deseche la envoltura plástica sucia colocándola en una bolsa de papel o plástico. Luego, coloque esta bolsa dentro de una bolsa plástica. Cierre la bolsa plástica con un lazo y colóquela en la basura.
17. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón.
18. Coloque el tubo con el aplicador en una bolsa de papel o plástico en el refrigerador hasta que sea entregado al departamento de salud. Si no hay refrigeración disponible, la muestra puede almacenarse a temperatura ambiente.
19. Coloque el formulario de requisición del examen dentro de la bolsa plástica exterior del recipiente de muestra. No ponga el formulario de requisición en el lado de la bolsa que contiene la muestra. Entregue la bolsa con el recipiente de la muestra lo antes posible dentro de las 24 horas posteriores a la muestra, a menos que se indique lo contrario, en la siguiente instalación:

Nombre de la Instalación \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Horario \_\_\_\_\_

Para preguntas, llame a: \_\_\_\_\_

Gracias por su tiempo y cooperación.